



1º Semestre
2023

Bem Amados[®]




CATÁLOGO

A close-up photograph of a woman's hand holding a vibrant pink flower. She is wearing a gold chain necklace and a pearl necklace. The image is partially covered by a teal circular graphic on the left and a magenta rectangular graphic at the bottom, which contains the text.

Quem Somos

A Bem Amados[®] tem como missão melhorar a qualidade de vida, bem-estar íntimo e sexual através de produtos inovadores.



São muitas pessoas que sofrem com disfunções no assoalho pélvico ao longo da vida e em todo o mundo.

A fisioterapia pélvica é fundamental para a melhoria da saúde íntima de mulheres e homens, impactando diretamente também a qualidade de vida sexual.

A Fisioterapia Pélvica abrange tratamentos nas áreas de Ginecologia, Oncologia, Colo Proctologia, Sexologia, Obstetrícia e Urologia.

A saúde e o bem-estar íntimo e sexual são pautas fundamentais e são grandes aliados da longevidade para mulheres e homens.

O DAZZ* é um acessório pélvico térmico, leve e ergonômico. Fabricado em silicone grau médico para uso humano intracórporeo. Atóxico e hipoalergênico.

Apresentado em diversos tamanhos e em dois modelos :

- menor flexibilidade - Liso (Standard);
- maior flexibilidade - Liso Soft.

DAZZ é o ÚNICO acessório pélvico TÉRMICO no mercado que pode ser usado tanto com:



Frio: Água fria ou gelo picado;



Calor: Água morna a quente.**

DAZZ auxilia também na realização dos exercícios de percepção e treinamento muscular do assoalho pélvico.

*Produto patenteado.

**Recomenda-se entre 40°C e 45°C, com supervisão de um profissional.



NOSSO DIFERENCIAL

A TERMOTERAPIA, O NOSSO DIFERENCIAL !

O uso do **calor** produz vasodilatação local com aumento de temperatura tecidual, aumento do fluxo sanguíneo, melhora aporte de oxigênio, aumenta a extensibilidade do colágeno, produz relaxamento das fibras musculares, diminui espasmo muscular e consequentemente diminuição da dor.

O uso do **frio** produz vaso constrição tecidual, reduzindo aporte sanguíneo no local, auxiliando no tratamento da dor e edema (inchaço) provenientes do processo inflamatório. A aplicação do frio tem objetivo de diminuir ou desacelerar o processo inflamatório.



Temperatura mínima recomendada:

- Temperatura maior que a temperatura do corpo, entre 40°C e 45°C, com supervisão de um profissional.

Temperatura máxima recomendada:

- Colocar embaixo do umbigo e interno da coxa, para medição por pelo menos 10 segundos e ser agradável sem causar queimaduras;
- Pacientes com neuropatia devem usar somente com supervisão de um profissional de saúde, evitando-se o risco de queimaduras.





DAZZ

Marca Requerida

Liso Soft
(Maior Flexibilidade)

TAMANHO 1



Rosa

Disponível também nas cores:



Verde Água



Azul bebê

Composição 100% silicone grau médico para uso humano intracórporeo.
Atóxico e hipoalergênico.



DAZZ

Marca Requerida



Liso (Standart)
(Menor Flexibilidade)

TAMANHO 1



Pink

Disponível também nas cores:



Verde Anis




Azul Céu

Composição 100% silicone grau médico para uso humano intracórporeo.
Atóxico e hipoalergênico.



Liso Soft (Maior Flexibilidade)



Liso (Standart) (Menor Flexibilidade)



TAMANHO 3

Composição 100% silicone grau médico para uso humano intracórporeo.
Atóxico e hipoalergênico.




OBSERVAÇÕES

Abertura e fechamento da tampa

Aperte o corpo do dilatador próximo à tampa e simultaneamente levante um dos lados da tampa para cima conforme ilustração abaixo.

Verificar se a tampa esta bem fechada

Pressionar levemente o dilatador simulando as contrações da musculatura vaginal e verifique que não há escoamento de líquido ou de gelo.



Mais informações consulte nossos manual de uso e bula.

O Acessório Pélvico Térmico DAZZ é comumente indicado por médicos, fisioterapeutas pélvicos, terapeutas sexuais, psicólogos, dentre outros profissionais da saúde. É recomendado por especialistas para mais de 20 tipos de tratamentos.

INDICAÇÕES

- Melhorar o conforto físico na relação sexual.
- Auxiliar no relaxamento dos músculos do assoalho pélvico reduzindo a tensão muscular.
- Estimular a percepção pélvica (melhora da conscientização e sensibilidade da musculatura para intensificar o prazer durante as relações sexuais).
- Tratamentos diversos de fisioterapia pélvica.
- Vaginismo (impossibilidade de penetração ou realização de exame ginecológico devido a contração involuntária dos músculos do assoalho pélvico).
- Dispareunia (dor durante ou após a penetração).
- Promover a dessensibilização do canal vaginal.
- Superar o medo da penetração vaginal.
- Dificuldade no rompimento do hímen quando o mesmo é do tipo complacente ou fibroso.
- Endometriose: síndrome caracterizada pela presença do endométrio fora da cavidade uterina provocando dor.

- Permitir o uso de absorventes internos e aplicação de medicação vaginal.
- Facilitar a realização de exames ginecológicos como o Papanicolau e ultrassom transvaginal.
- Agenesia e Neovagina, (construção e reconstrução do canal vaginal).
- Pós cirúrgico de redesignação sexual: mudança de sexo.
- Outras condições que necessitam da dilatação muscular local.
- Estreitamento do canal vaginal/anal.
- História de trauma sexual: problemas psicológicos e problemas de saúde sexual associados à penetração vaginal.
- Vulvodínia: ardência na região da vulva.
- Pós operatório ginecológico.
- Canal vaginal encurtado ou estreito resultante de cirurgia ginecológica.
- Tratamentos de Pré e Pós parto junto a fisioterapia pélvica gestacional.
- Dores pélvicas (endometriose, tratamento oncológico, outros).
- Pacientes de câncer de colo retal.
- Cólica Menstrual.
- Estenose vaginal: redução da elasticidade vaginal, estreitamento e aderências resultantes da radioterapia pélvica ou braquiterapia.
- Recuperar a elasticidade e acelerar o processo de cicatrização pós cirurgia do assoalho pélvico, de estreitamento e/ou encurtamento da vagina.
- Prevenir aderências e fibroses.
- Dar flexibilidade ao tecido vaginal, melhorar a flexibilidade
- Atrofia vulvar e vaginal na menopausa.

BOLSA TÉRMICA ÍNTIMA

A indicação do calor ou frio fica a critério do profissional que está acompanhando.

Tempo recomendado:

- ☹ 20 minutos para quente;
- ❄ 10 a 15 minutos para frio.



A Bolsa Térmica Íntima é indicado para:

- Pós operatório de cirurgias ginecológicas, coloproctológicas e urológicas como episiotomia, hemorróida, fissura anal, próstata;
- Pré e pós parto;
- Hematomas e edemas (inchaço);
- Contraturas e lesões locais;
- Tensão perineal;
- Dor perineal;
- Edema perineal;
- Dor pélvica;
- Relaxamento muscular e tecidual;
- Analgésico.



Conteúdo
Acompanha nécessaire e duas capas.





Bem Amados®

Responsável técnica:
Dra. Fátima Regina Bazzuco
Crefito 3/14486, fisioterapeuta pélvica especialista.

Inventora:
Eng^a. Tatiana Maciulis Dip

Bem Amados® pertence a Atobas Over Seas®
CNPJ 05142169/0001-08, E-commerce de
produtos e consultoria em inovação.

Contatos



@bemamados_saude



/bemamados.saude



@bemamados4163



/bem-amados

Rua Estela, nº515.
Central Park Ibirapuera.
Bloco H - Conjunto 41
Vila Mariana - São Paulo/SP -
Brasil - CEP: 04011-002.

contato@bemamados.com.br
www.bemamados.com.br
+55 11 93121-2000

